

HEOS




HYSTEROSCOPY ENDO-OPERATIVE SYSTEM

HYSTEROSCOPY ENDO-OPERATIVE SYSTEM

Hysteroscopy Endo - Operative System

Гистероэндоскопическая
операционная система



СТОМУС
группа компаний

HEOS



Медицинский набор для лечения
больших гинекологических патологий:

- большие полипы
- большие миомы
- септум



HEOS
+

Преимущества:

- скорость
- безопасность
- гибкость



СКОРОСТЬ

HEOS+

В два раза быстрее по сравнению с
гистероскопич. тубусом 15 Fr. и
операционным каналом 5 Fr.



СКОРОСТЬ

HEOS+

Почему?

- Операционный канал 13 Fr. для удаления больших фрагментов
- Использование 3 мм лапароскопических
- инструментов



БЕЗОПАСНОСТЬ

HEOS
+

Быстрота проведения процедуры
позволяет уменьшить :

- Риск травмы
- Риск интравазации

БЕЗОПАСНОСТЬ

HEOS
+

Использование различных методов
воздействия :

- Механическое
- Монополярная электрохирургия
- Биполярная электрохирургия



БЕЗОПАСНОСТЬ

HEOS
+

Позволяет проводить процедуры
удаления тканей или энуклеации без
риска разрушения эндометрия



ГИБКОСТЬ

HEOS
+

- Выбор метода воздействия
- Возможность переключения на традиционный резектоскоп



Набор содержит

HEOS

- Универсальный гистероскоп 0° с параллельной оптикой и операционным каналом 13Fr



СТОМУС
группа компаний

Набор содержит

HEOS
+

- 27Fr. внешний тубус, используемый также с традиционным резектоскопом



СТОМУС
группа компаний

Набор содержит

HEOS
+

Традиционный резектоскоп:



- 4 мм гистероскоп 12°
- пассивный рабочий элемент
- тубус
- электроды



Набор содержит

HEOS
+

- 3 мм лапароскопические инструменты:




СТОМУС
группа компаний

Набор содержит

HEOS
+

- 3 мм биполяр. электроды



СТОМУС
группа компаний

Набор содержит

HEOS
+

- 2.8 мм монопол. электроды




СТОМУС
группа компаний

Набор содержит

HEOS
+

- HF кабели



СТОМУС
группа компаний

Набор содержит

- Стерилизационный контейнер



HEOS
+



СТОМУС
группа компаний



HEOS
+

Конкуренты

15 Fr. операционный тубус непрерывного потока

Маленький операционный канал


- 5 Fr.

- ➔ Длительное время операции

- Предназначен для малых паталогий



СТОМУС
группа компаний



HEOS
+

Конкуренты

Моно и биполярная резектоскопия

- Необходимость использования электрохирургии
- Длительное время операции → риск интравазации

