

Statim G4

SciCan
Your Infection Control Specialist™



Представляем новое поколение **STATIM®...**
STATIM G4

Непревзойденное качество, с эксклюзивным
уровнем интерактивного управления



Sanavis Group

Introducing Statim G4

SciCan
Your Infection Control Specialist™



Подключение
к интернету



Возможность
отправлять
E-mail



Управление
аппаратом из
любого места

Настариваемый
LCD дисплей



Sanavis Group

Люди говорят...

There are a few (internet) connected devices becoming available for dentistry. Needless to say, I'm excited about these possibilities and I was even more excited when we recently had one such device installed in our office.

Sterilization: Not sexy, but essential

- **Dr. John Flucke, Missouri, USA**



Основные возможности и преимущества



Statim G4

Что нового

- Новый дизайн
 - Новый корпус
 - Новый цвет
 - No visible bubble level
- Цветной Touch screen
- Встроенная SSD карта на 4 ГБ
- Встроенная память всех циклов стерилизации
- **Network Technology**
 - Подключение к интернету →
 - Удаленный доступ
 - Автоматические уведомления

Преимущества

- Новый, современный дизайн – в одной гамме с моющей машиной Hydrim
- Исключительно дружелюбный интерфейс, благодаря новому цветному touch screen
- Широкий выбор новых возможностей для подсказок пользователю
- Встроенная память и удаленный доступ к аппарату
- Запись всех циклов и другой информации



TOUCH SCREEN

Новый интерактивный цветной touch screen

Яркий цветной дисплей для более легкого управления и просмотра

– Информация на дисплее:

- Серийный номер
- График цикла (on-line)
- Количество сохраненных циклов
- История всех циклов
- Bubble level
- И много еще ...



Простые значки индикации

- Соединение с сетью  
 - Отображает подключен ли STATIM к сети
- USB подключение  
 - Отображает правильность подключения USB
- Определения воды  
 - Отображает уровень и качество воды перед началом цикла
- Положение кассеты  
 - Определяет правильно ли вставлена кассета



Легкий доступ к меню пользователя и техническому меню

- Четкие и ясные опции меню
- Улучшенный функционал
- Просто и интуитивно понятно для клиник и дистрибьюторов




IMPROVED USER FRIENDLINESS



Дисплей

Built in bubble level

- Bubble level встроенный в LCD
- Уведомление на экране если аппарат не в уровне




Оптимизированная программа сушки



TOUCH SCREEN

Верификация каждого цикла




- До 4-х уникальных PIN кодов в случае принудительного отключения
- Верификация пользователя для загрузки или разгрузки каждого цикла
 - Подтверждает и идентифицирует каждый цикл стерилизации для простоты отслеживания
 - Записывает User ID и размещает эту информацию в выписке по каждому циклу



TOUCH SCREEN

Первичная настройка STATIM G4

- Персонализированные настройки на STATIM включая формат даты и времени, громкость нажатия кнопок, LCD контраст, настройки языка и многое другое...



Быстрая и интуитивно понятная настройка



WEB PORTAL

SciCan
Your Infection Control Specialist™



SciCan
Your Infection Control Specialist™



SciCan
Web Portal

SciCan Dealer



Sanavis Group

WEB PORTAL

SciCan
Your Infection Control Specialist™

Web Interface

- Multi-platform interface at no additional cost
 - PC, MAC, Smart Phone, iPad, iPhone, BlackBerry, Tablet
- Одновременный вход с разных устройств и из разных мест без дополнительных лицензий и оплаты

ОЧЕНЬ УДОБНО



Sanavis Group

Email Уведомления

Позволяет настроить более удобную коммуникацию между клиникой и службой поддержки дилера

- Ошибка во время цикла
 - ✓ Дилер может предугадывать необходимость определенных запчастей
 - ✓ Идентификация проблемы на самой ранней стадии
 - ✓ Удобно для клиник находящихся далеко от места локации дилера
- Необходимая информация в каждом email
 - ✓ .pdf and .txt data файлы посылаются на все прописанные email, включая SciCan, а также на любые email выбранные пользователем
 - ✓ Информация о серийном номере и названии клиники также отображаются

Снижение количества посещений технического персонала



Встроенная карта памяти

- Multiple methods to save data files to patient file
 - Сохраняет вложения из e-mail
 - Загружает файлы из архива через web-портал
 - Сохраняйте файлы на USB и переносите их на компьютер
 - Подключите принтер к порту RS232
 - Сохраняйте файлы в «Облаке»



WEB PORTAL



Настраиваемый Web Interface

- Информация о дилере
- Сообщения о событиях
 - Установите авто уведомления
 - Отправка по различным e-mail
- Установка профиля
 - Добавьте логотип клиники, адрес, временную зону, и тд

The screenshot displays the SciCan web portal interface. At the top, there is a navigation menu with options: Home, Status, Accounts, Alerts, and Links. Below the menu is a header section with the SciCan logo and tagline 'Your Infection Control Specialist'. The main content area is a form for configuring a user profile. The form is divided into two columns. The left column contains fields for: Office Name (SciCan/SLI), Office Phone (4764241903), Office Fax (4154481809), Office Address (1448 University Hill), City (Toronto), State/Province (Ontario), ZIP/Postal Code (M1L2E2), Email Address (jenn_ahel@hotmail.com), Country (Canada), Language (English), and District. The right column contains fields for: Office Logo (Max pixels: 200 x 90), Sales Representative Name (Shik Gaba), Phone 1 (4164422777), Phone 2, and Email (jenn_ahel@scican.ca). There are 'Update Logo' and 'Save' buttons. A small SciCan logo is also visible in the center of the form area.



WEB PORTAL

SciCan
Your Infection Control Specialist™

Будущее за *Web Portal*

- SciCan может помогать пользователям
 - Постоянное обучение персонала.
 - Напоминания об обслуживании
 - Возможность получить последнюю информацию на сайте SciCan, прямо из автоклава
- Возможность для дилера информировать/продавать конечному покупателю
 - Напоминания об обслуживании
 - Персонализированные акции
 - Персонализированные сообщения о продукции или Корпоративные сообщения



Sanavis Group

Конкуренты

SciCan
Your Infection Control Specialist™



Sanavis Group